

SORTIMENT HYBRIDŮ KUKUŘICE LIMAGRAIN

HYBRID počet zrn 50000		FAO		SILÁŽ LGAN	TYP		UŽITÍ	ODOLNOST		ZPŮSOB DOZRÁVÁNÍ
		ZRNO	SILÁŽ		HYBRIDU	ZRNA		SUCHO	CHLAD	
LG 31.217			230	ANO	Tc	M	S,LKS,(Z)	*****	*****	SG
ASHLEY		230			Sc	M	Z	****	****	SG
LG 31.224			240	ANO	Tc	M	S, BP	*****	****	RMZ
LG 31.251			240	ANO	Tc	M	S, BP	*****	*****	SG
LG 31.250		240			Tc	FM	Z,BP	*****	****	SG
LG31.252		240			Tc	F		*****	****	SG
LG 32.257		250	250	ANO	Sc	M	Z, S	*****	****	RMZ
LG 31.274		250	250		Sc	M	Z,BP	*****	****	SG
LG 31.272		250	250		Sc	M	Z,BP	*****	****	SG
LG 31.276		260	260		Sc	FM	Z,BP	****	****	SG
BARKLEY		270	270		Sc	M	Z,BP	****	****	SG
LG 31.281			260	ANO	Tc	M	S,LKS,BP	*****	*****	SG
LG 31.268			260	ANO	Sc	M	S,LKS,BP	*****	*****	SG
LG31.271			280	ANO	Tc	M	S,BP	*****	****	SG
LG 31.277			280	ANO	Sc	M	S,BP	*****	****	SG
LG 31.301			300	ANO	Tc	M	S,BP	*****	****	SG
LG 31.295			310	ANO	Sc	M	S,BP	*****	****	SG
LG 31.331			340	ANO	Tc	M	S,BP	*****	****	SG
LG 30.305		300			Sc	D	Z	*****	****	RMZ
LG 31.325 Limagold		320			Sc	D	Z	*****	***	SG
LG 31.365			330		MSc	D	Z	*****	****	RMZ
LG 31.377		330			Sc	D	Z,BP	*****	****	SG
LG 31.383			370	ANO	Sc	D	S,LKS,BP	*****	****	SG
LG 31.390		380			Sc	D	Z,BP	*****	***	RMZ
INVITATION			390	ANO	Sc	D	S,LKS,BP	*****	****	SG
LG 31.479			400	ANO	Sc	D	S, BP	*****	****	RMZ

Typ hybridu: Sc – dvouliniový, MSc – modifikovaný dvouliniový, Typ zrna: D – koňský zub (dent), (flint)

MD – mezityp až koňský zub, M – mezityp, FM – tvrdý až mezityp, F – tvrdý typ

Směr využití: S – siláž, Z – zrno, LKS – silážovaná drť kukuřičných palic s listeny, BP - bioplynová stanice, BE - bioethanol

Způsob dozrávání rostliny: SG – stay green, RMZ – rovnoměrně dozrávající, RMZ* - zpomalený nárůst sušiny v době dozrávání, RZ – rychle dozrávající

Siláž LGAN - LG Animal Nutrition  ačeni osiva hybridů silážní kukuřice LG s výborným výnosovým potenciálem, analyzování a testování, které mají navíc špiškovou krmnou kvalitu pro produkci mléka či masa. Značka je přidělen a hybridům po důkladném